

# Bestellformular Otoplastik – Bernafon

Bernafon Hörgeräte GmbH  
Nunsdorfer Ring 14  
12277 Berlin

Telefon +49 (0)30 723 937 63  
technik@bernafon.de


Bitte frei lassen für interne Zwecke!

## Ihre Kontaktdaten
















## Absender

Datum \_\_\_\_\_ Termin \_\_\_\_\_  
Firma / Filiale \_\_\_\_\_  
Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
Kommission \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_
















## 1. Konfiguration
















	Bauform														
	Mikro		Kanal		Kurzspange		Ring		Kralle		Halbconcha-Ring		Halbconcha		
	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	
															
<b>Material</b>															
Hart															
Silikon Shore 40											N/A				
Silikon Shore 60											N/A				
Vario Therm Shore 50											N/A			N/A	
Vario Therm Shore 70														N/A	
<b>RITE</b> <b>Micro Mould</b> <b>Auswahl notwendig</b> <b>Optional</b>	<b>Vent</b>														
	Links: 0,8	1,4	2,4	3,0	Geschlossen		<b>Beschreibung:</b> Die Micro Mould ist eine Otoplastik mit massivem Gehörgangsteil. Sie besitzt eine ausgehöhlte Bohrung für den Hörer, der dadurch gewechselt werden kann. Empfohlen für leichte bis mittlere Hörverluste.								
	Rechts: 0,8	1,4	2,4	3,0	Geschlossen										
	<b>Fitting Level</b>														
	Links: 60	85	<b>Micro Mould Typ</b>		Links: Kurz	Lang									
	Rechts: 60	85			Rechts: Kurz	Lang									
	<b>Hörerlänge</b>														
	Links: 1	2	3	4											
	Rechts: 1	2	3	4											

# Bestellformular Otoplastik – Bernafon

RITE	LiteTip		<b>Bauform</b>																						
			Mikro		Kanal		Kurzspange		Ring		Kralle		Halbconcha-Ring												
																									
		<b>Material</b>		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R										
		Hart																							
		Vario Therm Shore 70										N/A													
		<b>Vent</b>		<p><b>Beschreibung:</b> Der LiteTip ist eine hohle Folienotoplastik. Sie ist leichter und komfortabler als herkömmliche Otoplastiken und erzeugt dadurch ein angenehmeres Tragegefühl. Der Hörer ist wechselbar. Der LiteTip wird für leichte bis mittlere Hörverluste empfohlen.</p>																					
		Links:	0,7													0,8	1,2	1,5	Geschlossen						
		Rechts:	0,7													0,8	1,2	1,5	Geschlossen						
		<b>Fitting Level</b>																							
Links:	60	85																							
Rechts:	60	85																							
<b>Hörerlänge</b>																									
Links:	1	2	3	4																					
Rechts:	1	2	3	4																					
RITE	Flex Mould		<b>Bauform</b>																						
			Kanal		Kurzspange		Ring		Kralle		Halbconcha-Ring		Halbconcha		Vollconcha										
																									
		<b>Material</b>		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R										
		Hart																							
		<b>Vent</b>		<p><b>Beschreibung:</b> Die Flex Mould besteht aus einem fest verbauten Power Hörer, einer Faceplate und einer wechselbaren Hörerzuleitung. Sie empfiehlt sich bei starken Hörverlusten und sorgt für eine höhere Abdichtung.</p>																					
		Typ:	Rund													Collection									
		Links:	0,8 <sup>(1)</sup>													1,0 <sup>(2)</sup>	1,4	2,4	3,0	4,0 <sup>(1)</sup>	Geschlossen				
		Rechts:	0,8 <sup>(1)</sup>													1,0 <sup>(2)</sup>	1,4	2,4	3,0	4,0 <sup>(1)</sup>	Geschlossen				
		<b>Fitting Level</b>																							
Links:	100	105																							
Rechts:	100	105																							
<b>Hörerzuleitungslänge</b>																									
Links:	1	2	3	4																					
Rechts:	1	2	3	4																					
		<p><b>Faceplate-Farbe</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">●</td> <td>Beige</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">●</td> <td>Dunkelbraun</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">●</td> <td>Hellbraun</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">●</td> <td>Schwarz</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">●</td> <td>Mittelbraun</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">●</td> <td>Transparent</td> </tr> </table>												●	Beige	●	Dunkelbraun	●	Hellbraun	●	Schwarz	●	Mittelbraun	●	Transparent
●	Beige	●	Dunkelbraun																						
●	Hellbraun	●	Schwarz																						
●	Mittelbraun	●	Transparent																						
		<p><sup>1)</sup> Nur bei Rund <sup>2)</sup> Nur bei Collection</p>																							


# Bestellformular Otoplastik – Bernafon

RITE	MicroShell		Bauform															
			Mikro		Kanal		Kurzspanne		Ring		Kralle		Halbconcha-Ring		Halbconcha			
																		
		Material		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	
		Hart																
		<b>Vent</b>																
		Links:		0,8	1,4	1,8	2,4	3,0	Offen		Geschlossen							
		Rechts:		0,8	1,4	1,8	2,4	3,0	Offen		Geschlossen							
		<b>Fitting Level</b>																
		Links:		85				Links:		1	2	3	4	5				
Rechts:		85				Rechts:		1	2	3	4	5						
<b>MicroShell Typ</b>																		
Links:		Kurz				Lang												
Rechts:		Kurz				Lang												
<b>Beschreibung:</b> Die MicroShell bietet eine Otoplastik in kleiner Bauweise. Sie wird aus einem Stück gefertigt, daher ist sie nur einfarbig erhältlich und der Hörer nicht wechselbar. Sie ist für leichte bis mittlere Hörverluste geeignet.																		


BTE	Micro Mould		Bauform														
			Mikro		Kanal		Kurzspanne		Ring		Kralle		Halbconcha-Ring		Halbconcha		
																	
		Material		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
		Hart															
		Silikon Shore 40															
		Silikon Shore 60															
		Vario Therm Shore 50															
		Vario Therm Shore 70															
		<b>Vent</b>															
Links:		0,8	1,4	1,8	2,4	3,0	Geschlossen										
Rechts:		0,8	1,4	1,8	2,4	3,0	Geschlossen										
<b>Dünnschlauch Durchmesser</b>																	
Links:		0,9				Links:		0	1	2	3						
Rechts:		0,9				Rechts:		0	1	2	3						
<b>Dünnschlauch Länge</b>																	
Links:		1,3				Links:		0	1	2	3						
Rechts:		1,3				Rechts:		0	1	2	3						
<b>Micro Mould Typ</b>																	
Links:		Kurz				Lang											
Rechts:		Kurz				Lang											
<b>Beschreibung:</b> Die Micro Mould ist eine Otoplastik mit massivem Gehörgangsteil. Sie besitzt eine ausgehöhlte Bohrung für den Dünnschlauch, der dadurch gewechselt werden kann. Empfohlen für leichte bis mittlere Hörverluste.																	

# Bestellformular Otoplastik – Bernafon

LiteTip

	Bauform											
	Mikro		Kanal		Kurzspange		Ring		Kralle		Halbconcha-Ring	
	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
												
<b>Material</b>												
Hart												
Vario Therm Shore 70											N/A	
<b>Vent</b>												
Links:	0,7	0,8	1,2	1,5	Geschlossen							
Rechts:	0,7	0,8	1,2	1,5	Geschlossen							
<b>Dünnschlauch Durchmesser</b>												
Links:	0,9	1,3										
Rechts:	0,9	1,3										
<b>Dünnschlauch Länge</b>												
Links:	0	1	2	3								
Rechts:	0	1	2	3								
<b>Beschreibung:</b>	Der LiteTip ist eine hohle Folienotoplastik. Sie ist leichter und komfortabler als herkömmliche Otoplastiken und erzeugt dadurch ein angenehmeres Tragegefühl. Der Dünnschlauch ist wechselbar. Der LiteTip wird für leichte bis mittlere Hörverluste empfohlen.											

Mould

	Bauform															
	Kanal		Kurzspange		Ring		Kralle		Halbconcha-Ring		Halbconcha		Vollconcha		Cros	
	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
																
<b>Material</b>																
Hart																
Silikon Shore 40								N/A								N/A
Silikon Shore 60								N/A								N/A
Vario Therm Shore 70										N/A						N/A
<b>Vent</b>																
Links:	0,8	1,4	1,8	2,4	3,0	4,0	Offen	Geschlossen								
Rechts:	0,8	1,4	1,8	2,4	3,0	4,0	Offen	Geschlossen								
<b>Ankopplung Otoplastik</b>																
Links:	Standardschlauch		Winkel 1,5°			Winkel 2,0°										
Rechts:	Standardschlauch		Winkel 1,5°			Winkel 2,0°										
<b>Beschreibung:</b>	Die BTE-Mould ist in solider Ausführung mit Standard-Schallschlauch oder Winkel erhältlich. Diese Otoplastik-Art wird bei leichten bis hochgradigen Hörverlusten empfohlen.															
* Nur für Hart																

BTE

# Bestellformular Otoplastik – Bernafon

## 2. Zusätzliche Optionen

**Individuelle Markierung**  
Initialen: \_\_\_\_\_

---

**Farbe**

Material	Transparent		Beige*		Hellbraun*		Mittelbraun*		Dunkelbraun*		Transparent Blau		Transparent Rot		Rosa		Blau		Rot		Orange		Gelb		Grün		Pink		Weiß		Schwarz*	
	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
Hart															N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Silikon Shore 40					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												N/A						
Silikon Shore 60					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A															N/A	N/A			
Vario Therm					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A														N/A	N/A	N/A			

**Lackierung**  
Hartlack      Softlack      Nanolack      **Hinweis:** Vario Therm nur in matt erhältlich. Silikon nur in matt oder mit Softlack erhältlich

**Entnahmefaden**  
Kurz - 5 mm  
Standard - 8 mm  
Lang - 10 mm  
Keinen

\*Nicht erhältlich für Mould und Micro Mould aus hartem Kunststoff.

Farben und Oberflächen

Hinweise