

Bestellformular Otoplastik – Bernafon

Bernafon Hörgeräte GmbH
Nunsdorfer Ring 14
12277 Berlin

Telefon +49 (0)30 723 937 63
technik@bernafon.de


Bitte frei lassen für interne Zwecke!

Ihre Kontaktdaten

Absender

Datum _____ Termin _____
Firma / Filiale _____
Ansprechpartner _____
Kommission _____
E-Mail _____
Telefon _____

1. Konfiguration

	Bauform													
	Micro		Canal		Double Canal Lock		Canal Lock		Half Shell		Half Skeleton		Skeleton	
	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
														
Material														
Hard acrylic														
Soft silicone, shore 40					N/A									
Soft silicone, shore 60					N/A									
Vario Therm, shore 50					N/A				N/A					
Vario Therm, shore 70									N/A					
Vent														
Links:	0,8 (S)	1,4 (M)	2,4 (L)	3,0 (XL)	Kein Vent									
Rechts:	0,8 (S)	1,4 (M)	2,4 (L)	3,0 (XL)	Kein Vent									
Fitting Level														
Links:	60	85			Micro Mould Typ									
Rechts:	60	85			Links:	Kurz	Lang							
					Rechts:	Kurz	Lang							
Hörerlänge														
Links:	1	2	3	4										
Rechts:	1	2	3	4										















RITE

Micro Mould

Auswahl notwendig








Optional









Bestellformular Otoplastik – Bernafon

RITE	LiteTip		Bauform													
			Micro		Canal		Canal Lock		Half Skeleton		Skeleton					
																
		Material		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R			
		Hard acrylic														
		Vario Therm, shore 70														
		Vent														
		Links:		0,7 (S)	0,8 (M)	1,2 (L)	1,5 (XL)	Kein Vent								
		Rechts:		0,7 (S)	0,8 (M)	1,2 (L)	1,5 (XL)	Kein Vent								
		Fitting Level														
Links:		60	85													
Rechts:		60	85													
Hörerlänge																
Links:		1	2	3	4											
Rechts:		1	2	3	4											
RITE	Flex Mould		Bauform													
			Canal		Double Canal Lock		Canal Lock		Half Skeleton		Skeleton		Full Shell		Half Shell	
																
		Material		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	
		Hard acrylic														
		Vent														
		Typ:		Rund	Collection											
		Links:		0,8 ⁽¹⁾	1,0 ⁽²⁾	1,4	2,4	3,0	4,0 ⁽¹⁾	Kein Vent						
		Rechts:		0,8 ⁽¹⁾	1,0 ⁽²⁾	1,4	2,4	3,0	4,0 ⁽¹⁾	Kein Vent						
		Fitting Level														
Links:		100	105													
Rechts:		100	105													
Hörerlänge																
Links:		1	2	3	4											
Rechts:		1	2	3	4											
















¹⁾ Nur bei Rund
²⁾ Nur bei Collection

Bestellformular Otoplastik – Bernafon

RITE	MicroShell		Bauform															
			Micro		Canal		Double Canal Lock		Canal Lock		Half Skeleton		Skeleton					
																		
		Material		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R			
		Hard acrylic																
		Vent																
		Links:		0,8	1,4	1,8	2,4	3,0	Größtmöglich		Kein Vent							
		Rechts:		0,8	1,4	1,8	2,4	3,0	Größtmöglich		Kein Vent							
		Hörerlänge																
		Links:		1	2	3	4	5	Fitting Level		Links: 85							
Rechts:		1	2	3	4	5			Rechts: 85									
MicroShell Typ																		
Links:		Kurz		Lang														
Rechts:		Kurz		Lang														

BTE	Micro Mould		Bauform																		
			Micro		Canal		Double Canal Lock		Canal Lock		Half Shell		Half Skeleton		Skeleton						
																					
		Material		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R						
		Hard acrylic																			
		Soft silicone, shore 40																			
		Soft silicone, shore 60																			
		Vario Therm, shore 50																			
		Vario Therm, shore 70																			
		Vent																			
Links:		0,8 (S)	1,4 (M)	2,4 (L)	3,0 (XL)	Kein Vent															
Rechts:		0,8 (S)	1,4 (M)	2,4 (L)	3,0 (XL)	Kein Vent															
Durchmesser Dünnschlauch																					
Links:		0,9	1,3	Micro Mould Typ																	
Rechts:		0,9	1,3	Links:		Kurz		Lang													
Optional		Länge Dünnschlauch																			
Links:		0	1	2	3																
Rechts:		0	1	2	3																

Bestellformular Otoplastik – Bernafon

LiteTip			Bauform															
			Micro		Canal		Canal Lock		Half Skeleton		Skeleton		Double Canal Lock					
																		
	Material		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R		
	Hard acrylic																	
	Vario Therm, shore 70															N/A		
	Vent												Durchmesser Dünnschlauch					
	Links:		0,7	0,8	1,2	1,5	Kein Vent				Links:		0,9	1,3				
	Rechts:		0,7	0,8	1,2	1,5	Kein Vent				Rechts:		0,9	1,3				
	Optional		Länge Dünnschlauch															
Links:		0	1	2	3													
Rechts:		0	1	2	3													
BTE			Bauform															
			Canal		Canal Lock		Double Canal Lock		Helix Lock		Half Skeleton		Half Shell		Skeleton		Full Shell	
																		
	Material		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R		
	Hard acrylic																	
	Soft silicone, shore 40						N/A	N/A										
	Soft silicone, shore 60						N/A	N/A										
	Vario Therm, shore 70										N/A							
	Vent												Größtmöglich					
	Links:		0,8	1,4	1,8	2,4	3,0	Größtmöglich				Kein Vent						
Rechts:		0,8	1,4	1,8	2,4	3,0	Größtmöglich				Kein Vent							
Optional		Ankopplung Otoplastik																
Links:		Standardschlauch		Winke ⁽¹⁾														
Rechts:		Standardschlauch		Winke ⁽¹⁾														
		1) Nur für Acryl																

Bestellformular Otoplastik – Bernafon

2. Zusätzliche Optionen

Individuelle Markierung

Initialen: _____

Farbe

Material	Transparent		Beige ⁽¹⁾		Hellbraun ⁽²⁾		Mittelbraun ⁽²⁾		Dunkelbraun ⁽²⁾		Transparent Blau		Transparent Rot		Rosa		Blau		Rot		Orange		Gelb		Grün		Pink		Weiß		Schwarz ⁽³⁾	
	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
Hard acrylic																N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Soft silicone, shore 40					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Soft silicone, shore 60			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vario Therm			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lackierung

Hart Soft **Hinweis:** Vario Therm nur matt erhältlich. Soft mould nur matt oder mit Softlack erhältlich.

Entnahmefaden

- Kurz - 5 mm
- Standard - 8 mm
- Lang - 10 mm

Hinweise:

- ¹⁾ Nicht erhältlich für Mould und Micro Mould aus Acryl
- ²⁾ Nicht erhältlich für Mould und Micro Mould
- ³⁾ Schwarz nicht erhältlich für Mould und Micro Mould aus Acryl

Farben und Oberflächen

Bestellformular Otoplastik – Bernafon

3. Vent Optionen

		Vent Profil		Vent Schallaustritt		Vent Gehörgangseingang	
Otoplastik Typ	Typ	L	R	L	R	L	R
MicroMould	MicroMould Vent	Rille ⁽¹⁾	Rille ⁽¹⁾	N/A	N/A	N/A	N/A
		Standard	Standard	Stufe Keine	Stufe Keine		
Lite Tip	LiteTip Vent	Standard	Standard	Stufe ⁽³⁾ Keine	Stufe ⁽³⁾ Keine	N/A	N/A
Flex Mould	Rund	Rille	Rille	N/A	N/A	N/A	N/A
		Standard	Standard	Stufe Keine	Stufe Keine	Schräge ⁽⁴⁾ Keine	Schräge ⁽⁴⁾ Keine
	Collection Vent	Standard	Standard	Stufe Keine	Stufe Keine	Schräge ⁽⁴⁾ Keine	Schräge ⁽⁴⁾ Keine
	Geschlossenes Vent	Standard	Standard	N/A	N/A	Schräge ⁽⁴⁾ Keine	Schräge ⁽⁴⁾ Keine
MicroShell	MicroShell Vent/ Größtmöglich	Rille	Rille	N/A	N/A	N/A	N/A
		Standard	Standard	Stufe Keine	Stufe Keine	N/A	N/A
Mould	Rund/Größtmöglich	Rille	Rille	N/A	N/A	N/A	N/A
		Standard	Standard	Stufe ⁽²⁾ Keine	Stufe ⁽²⁾ Keine		

Vent Optionen

¹⁾ Nur für Acryl
²⁾ Nur für Acryl und Vario Therm
³⁾ Nur für Vario Therm
⁴⁾ Nur für Bauform: Canal

Hinweise